

PIEZON[®] 250

→ NUEVO DISEÑO PIEZON[®]

MÉTODO
ORIGINAL
PIEZON[®]




EMS⁺
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

PRÁCTICO PUNTO POR PUNTO

- 1 Tecnología Original Piezon® incorporada
- 2 Control de potencia con un sólo dedo
- 3 Rango de potencia para Perio-suave™
- 4 Indicador del nivel de potencia mediante LED
- 5 Regulador de fluido de alta precisión
- 6 Mango Original Piezon® LED
- 7 Original EMS Swiss Instruments™ con llave CombiTorque®
- 8 Botella de 350 y 500ml con conexión rápida
- 9 Manguera con conectores easy-fit
- 10 Bomba peristáltica con tapa de cierre rápido

1:1

- > El equipo Piezon® 250 ultracompacto y autónomo – con dimensiones de 150 x 215mm solamente



ORIGINAL PIEZON®

→ EL 250

DISEÑADO PARA UN USO INTUITIVO



CONTROL DE POTENCIA CON UN SOLO DEDO

- > Regulador de potencia de gran tamaño, ergonómico y sencillo para un ajuste de potencia fácil y preciso
- > 35 posiciones de ajuste de potencia indicadas mediante LED, incluidas Encendido/Apagado


TEMPORIZADOR DE 20 S PARA LUZ AUXILIAR

- > Las 6 luces LED siguen iluminando durante 20 segundos tras soltar el pedal de control, sin movimiento del instrumento ni irrigación
- > Las luces LED con calidad de luz natural intensa de día ayuda en el diagnóstico

MÁXIMO CONFORT TANTO PARA EL PROFESIONAL COMO PARA EL PACIENTE

- > El Método Original Piezon® es garantía de calidad excepcional y durabilidad
- > Nuevo módulo electrónico de ultrasonidos para una mayor eficacia en la limpieza
- > Alto rendimiento y máxima seguridad en cualquier situación clínica
- > Ajuste inmediato de la amplitud del movimiento de la punta para un tratamiento suave y el máximo confort del paciente
- > Nivel de ruido extremadamente bajo en funcionamiento

- > EMS Swiss Instrument PS con mango Piezon® LED



**ORIGINAL
DEL
INVENTOR**

© EMS SA FA-43/ES Edition 01/2013


ALTA EFICACIA, OSCILACIÓN DE LA PUNTA CONTROLADA Y AJUSTE DE POTENCIA EN TIEMPO REAL → **TODO ALINEADO**



Fotografías de P. Schmage, Y. Schultz, U. Platzer, S. Maisch y I. Nergiz, Universidad de Hamburgo (Alemania)

EL MÉTODO ORIGINAL PIEZON® → UN ÉXITO COMPROBADO

- > Movimiento de oscilación completamente lineal
- > Control del feedback permanente ajuste de potencia en tiempo real para la máxima seguridad y eficiencia
- > Todos los EMS Swiss Instruments™ son de primera calidad y tienen un acabado liso y pulido



PIEZON® 150 Y 250 CON LED*

- > Multifuncional: desde la limpieza y perio hasta endo y restauracion seguras
- > Completos: incluyen mango Original Piezon® LED, pedal de control de 360° de 2 puntos, y 3 EMS Swiss Instruments™ (A, P y PS), todos ellos con llave CombiTorque®
- > Piezon® 250 con suministro de agua autónomo, Piezon® 150 con conexión permanente al suministro de agua y filtro de agua externo para una mayor protección contra las infecciones

* Opcional sin LED



EMS-SWISSQUALITY.COM

Para más información, escriba a welcome@ems-ch.com